

# LAB CHIP

## DÉFINITION

Litière absorbante à base d'épicéa finement broyé. Granulés déshydratés, tamisés et entièrement dépoussiérés



## CARACTÉRISTIQUES

Produit exempt de traitement chimique  
Essence : Epicéa  
pH : 5,0 à 5,6  
Masse volumique apparente : 140 à 160 kg/m<sup>3</sup>  
Humidité : 15 % maximum  
Granulométrie : 90% mini entre 1 et 3.35 mm  
Absorption : 300 %

## CONDITIONNEMENT

Sac polypropylène autoclavable de 8kg  
Sac identifié avec n° de lot  
Palette de 39 sacs 80 x 120 filmée

## PRESTATIONS

Certificat d'analyse des contaminants par semestre.

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.