

# SIZZLE PAD 8G

## DÉFINITION

Nid composé de lanières de papier kraft vierge permettant de stimuler l'activité naturelle.  
Diminue le stress de l'animal et facilite la thermorégulation de l'animal.  
Facile à manipuler, vous connaissez le coût de l'enrichissement pour chaque cage.  
Son poids moyen de 8g permet de mieux réguler la dose d'enrichissement par cage.



## CARACTÉRISTIQUES

Composition : lanières de papier kraft vierge  
Dimensions du Nid: 50X45 mm, épaisseur 15 mm  
Largeur de la fibre: 4 mm, longueur : 20 cm  
Poids du nid: 8g  
Analyse des contaminants  
Autoclavable

## CONDITIONNEMENT

Carton avec sache intérieure autoclavable de 450 nids minimum identifié avec numéro de lot  
Dimension du carton 40x25x20 cm  
Palette de 80 cartons (80x120x180cm)

## PRESTATIONS

Disponible en version irradiée 10 et 25 kGy

Serlab a pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier les informations contenues dans ce document. Toutefois, le document publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation de ce document incombe au lecteur. En aucun cas, Serlab ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.